



TASKI® Sani 4 in 1 Plus QS

Desinfioiva puhdistusaine

Kuvaus tuotteesta

Sani 4 in 1 Plus QS on kehitetty kovien, vettä ja happamia aineita sietävien pintojen päivittäiseen ja jaksottaiseen puhdistamiseen. Sani 4 in 1 Plus QS puhdistaa ja desinfioi samanaikaisesti ja poistaa saostumia ja pahaa hajua. Teho viruksiin, bakteereihin, homeisiin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti. Kehitetty ja soveltuu ainoastaan QuattroSelect-annostelulaitteeseen.

Ominaisuudet

- Samanaikaisesti sekä puhdistaa, desinfioi ja poistaa saostumia sekä pahaa hajua.
- Teho viruksiin, bakteereihin, itiöihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti.
- Tuotteessa ainutlaatuinen O.N.T.-teknologia, joka poistaa epämiellyttäviä hajuja.
- Lukittu, turvallinen, kustannustehokas ja ympäristömyötäinen

Edut

- Erinomainen puhdistusteho; toimii myös kovan veden alueilla.
- Yksi tuote - neljän puhdistusaineen teho.
- Desinfioiva - tuhoaa bakteereita, homeita, hiivoja ja viruksia.
- Jättää siivottuihin tiloihin puhtaan, raikkaan tuoksun.

Käyttöohje

Mikrokuitumenetelmä: Annostele tuotetta suoraan siivousvälineelle tai puhdistettavalle pinnalle. Puhdista/pese pinta, anna vaikuttaa pinoilla. Huuhtelee ja kuivaa pinta tai anna pinnan kuivua.

Perinteinen sankomenetelmä: Puhdista pinnat liuoksessa kostutetulla siivouspyyhkeellä tai käytä taso- ja lattiapinnoille kuivain- tai moppipyhlintä sekä jaksottain tai tarvittaessa hankausmoppia/-pesintä tai pesuharjaa. Anna vaikuttaa pinoilla. Huuhtelee ja kuivaa pinta tai anna pinnan kuivua.



Annostus*

Mikrokuitumenetelmä: 2 % (1 annos - 10 ml / 500 ml vettä)

Perinteinen sankomenetelmä: 2 % (1 annos - 100 ml / 5 l vettä)

Annostusta voidaan muuttaa likaisuusasteen, puhdistusmenetelmän sekä käyttöolosuhteiden (mm. veden kovuuden) mukaan. Lian, likaisuusasteen ja puhdistusmenetelmän huomioon ottava annostelu on taloudellista ja säästää ympäristöämme liikakuormituksesta. Valikoimastamme löytyvät valmiiksi painetut annostelu- ja sumutinpullot sekä annostelupumput, jotka helpottavat annostelua.

**Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.*





TASKI® Sani 4 in 1 Plus QS

Tekniset tiedot

pH-arvo (laimentamaton): < 2
pH-arvo (käyttöliuos): < 2
Suhteellinen tiheys (g/cm³; 20°C): ≈ 1.09

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus

Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa. Ei saa käyttää vettä ja happamia aineita kestäättömille pinnoille. Testaa materiaalin ja kemikaalin yhteensopivuus huomaamattomassa paikassa ennen käyttöä.

Mikrobiologiset tiedot

Suosittelava desinfiioiva annostus 2 %:

EN 1276 Bactericidal - 1,50 % / 5 min (likainen olosuhde)
EN13697 Bactericidal - 1,75 % / 5 min (likainen olosuhde)
EN13727 Bactericidal - 1,75 % / 5 min (likainen olosuhde)
EN13697 Bactericidal - 2 % / 5 min (likainen olosuhde)
EN1650 Yeasticidal - 2 % / 15 min (likainen olosuhde)
EN13697 Yeasticidal - 2 % / 5 min (likainen olosuhde)
EN14476 Enveloped Virucidal - 1 % / 1 min (puhdas olosuhde)
EN14476 Enveloped Virucidal - 1 % / 1 min (likainen olosuhde)
prEN16777 Enveloped Virucidal - 1 % / 5 min (puhdas olosuhde)
prEN16777 Enveloped Virucidal - 1,50 % / 5 min (likainen olosuhde)

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 02/02/2023 fi-FI (K01425)